

FINENESS

極薄・軽量 レジン充填形成器 ファイネスシリーズ。

窒化チタンコーティングで使いやすく、
極薄ヘラで今まで届きにくかった所へも
充填形成することが可能です。

極薄
約0.17mm

軽量
約15g

中空仕様の軽量
ステンレスハンドル採用。
シリーズも充実。より使いやすくなりました。

極薄・軽量4つのファイネス。

Fineness 1



Fineness 2



Fineness 3



Fineness MI



—— レジン充填形成器 ——

Fineness
ファイネスシリーズ

販売名：ファイネス（一般医療機器） 標準価格：4,500円（税別） 製造販売届出番号：13B3X00030000037
※製品仕様は予告なく変更することがあります。

レジン充填形成器 ファイネスシリーズ 製品仕様などの詳細は裏面をご覧ください。 [Check](#)