



今まで届きにくかった所へも充填形成ができる、

## 使いやすく便利なレジン充填形成器です。

- 窒化チタンコーティングを採用していますのでレジン離れが良く使いやすい。
- ステンレスハンドルは中空仕様で軽量(約15g)なので手指の負担を軽減します。
- 極薄ヘラで今まで器具の届かなかった所へ充填形成が可能です。

コンポジットレジンや  
フロアブルレジンの  
充填形成に。



平滑面



前歯隣接面




歯頸部

## ファイネスシリーズ6つのポイント。

Check

- CR充填用ファイネスのヘラの厚みはすべて約0.17ミリ。とてもソフトなしなりが特徴。
- オールステンレス製の中空ハンドル仕様で軽いインスツルメント。



1 従来品よりも幅が1.5倍に。



2 幅広で短いものもあります。




3 くさび状欠損の所への充填に。



4 狭い隣接面へも届きます。



5 小さな充填や余剰材料の除去  
マイクロスコープ使用時にも。



6 歯面にぴったり沿うカーブ形状と  
ソフトなしなり。

販売名:ファイネス(一般医療機器) 標準価格:4,500円(税別) 製造販売届出番号:13B3X00030000037  
※製品仕様は予告なく変更することがあります。

発売元  
日新デンタル株式会社  
〒110-0005 東京都台東区上野3-6-6  
☎03-3833-2941

製造販売業者 有限会社 齋藤デンタル工業  
第3種医療機器製造販売許可番号13B3X00030  
東京都葛飾区堀切2-56-8 Tel 03-3691-2219 Fax 03-3691-9487  
info@saito-dental.co.jp http://www.saito-dental.co.jp  
規格 ファイネスNo.1 No.2 No.3 No.MI

取扱店