


T.K.M.スプルーコーンシステム4点セット



耐火模型の湯口または湯道を下方に設定する方法と上方に設定する方法がありますがスプルーコーンシステム4点セットを使用すると便利です。

上記写真左から

耐火模型クーシブル形成用

耐火模型クーシブル非形成用

マスターモデル スプルーコーン A(下顎)

マスターモデル スプルーコーン B(上顎)



販売名 T.K.M.スプルーコーン(一般医療機器) 製造販売届出番号 13B3X00030000039

販売価格 4個セット 22000 円(税別)

単品販売

耐火模型クーシブル形成用 14000 円(税別) 耐火模型クーシブル非形成用 6000 円(税別)

マスターモデル スプルーコーン A(下顎) 1900 円(税別) マスターモデル スプルーコーン B(上顎) 1900 円(税別)

発売元 日新デンタル株式会社 Tel 03-3833-2941
〒110-0005 東京都台東区上野3-6-6

製造販売業者 有限会社 齋藤デンタル工業
第3種製造販売業許可番号 13B3X00030
東京都葛飾区堀切 2-56-8
Tel 03-3691-2219 fax 03-3691-9487
info@saito-dental.co.jp <http://www.saito-dental.co.jp>

ご用命は