

# TK ラピッドゲージフルセット



現在お持ちのサベーターに、マルチでお使いいただける用に開発いたしました。特にアンダーカットゲージ3本にはスリットを入れて1本が0.2mm 2本入りが0.3mm 3本入りが0.5mmとしておりますが、さらに使用間違いを防止する意味で、数値を刻印しております。他社のゲージと混同もされないように特段の配慮をいたしました。



## アンダーカットゲージ

ラピッドシステムに合わせて、0.2mm 0.3mm 0.5mmを用意いたしました。オクルージョンフォイールを用いて、簡単に所望のアンダーカットが印記出来ます。



## パラレルロッド

円柱棒で、アナライジングロッドもしくは測定杆とも言いますが、利用法は鉤歯や顎堤のアンダーカットの状態、着脱方向の検討、等高点の記入などに用います。



## カーボンロッド

販売名 T.Kラピッドゲージ・フルセット

販売価格 5本セット 18,800 円(税別)

単品販売 アンダーカットゲージ 0.2mm 0.3mm 0.5mm 各 4,500 円 (税別)

パラレルロッド 4,000 円 (税別)

カーボンロッド (鉛筆の芯は含みません) 3,700 円 (税別)

発売元 日新デンタル株式会社 TEL 03-3833-2941

〒110-0005 東京都台東区上野3-6-6

製造販売業者 有限会社 齋藤デンタル工業

第3種製造販売業許可番号 13B3X00030

東京都葛飾区堀切 2-56-8 TEL 03-3691-2219 fax 03-3691-9487

info@saito-dental.co.jp http://www.saito-dental.co.jp

ご用命は